



Moyens de communication faciles à utiliser qui peuvent contenir jusqu'à 8 messages.

BIG MACK



Le Big Mack est un grand contacteur simple avec parole digitale, avec lequel l'on peut enregistrer un message. Par une simple pression sur le contacteur le message est directement prononcé très clairement.

Le Big Mack peut être livré avec une petite cape en plastic transparent, de façon à ce que l'on puisse écrire sur le contacteur avec des symboles ou des pictogrammes. La répétition du texte est empêchée lorsque le bouton reste enfoncé d'une façon continue.

Spécifications du produit:

- Surface de contact: diamètre 12,7 cm
- Hauteur: max. 5,6 cm
- Mémoire: 75 secondes d'enregistrement
- Raccordement pour contacteur externe: 3,5 mm jack
- Haut parleur externe jack pour amplification
- Livrable en vert, rouge, jaune, bleu et noir.

LITTLE MACK



Le Little Mack est la version plus petite du Big Mack. La surface est inclinée en un coin de 45 degré et se commande dès lors d'une autre façon que le Big Mack.

Il est possible de connecter les Little Macks les uns aux autres, de façon à ce qu'il y aie une série.

La répétition du texte est empêchée lorsque le bouton reste enfoncé d'une façon continue.

Spécifications du produit :

- Surface de contact: diamètre 6,5 cm
- Hauteur: max. 7.5 cm
- Mémoire: 75 secondes d'enregistrement
- Connexion: contacteur externe.

Contacteurs auditifs

BIG Step-by-step communicator



Le BIG Step-by-Step Communicator est pareil au Big Mack, mais il contient une série de messages que l'utilisateur peut consulter un à un.

Un timer empêche la répétition du message lorsque le bouton est tenu enfoncé d'une façon continue.

Spécifications du produit:

- Surface de contact: diamètre 12,7 cm
- Hauteur: max. 5,6 cm
- Mémoire: 75 secondes d'enregistrement
- Réglage du volume et interrupteur 'ouvert/fermé'
- Raccordement pour contacteur externe: 3,5 mm jack
- Haut parleur externe jack pour amplification
- Livrable en vert, rouge, jaune, bleu et noir

LITTLE Step-by-Step communicator



Le LITTLE Step-by-step est pareil au Little Mack, mais il contient une série de messages que l'utilisateur peut consulter un à un. En théorie il est possible de sauvegarder 45 messages avec un total de 75 secondes.

Un timer empêche la répétition du message lorsque le bouton est tenu enfoncé d'une façon continue.

Spécifications du produit:

- Surface de contact: diamètre 6,5 cm
- Hauteur: max. 7.5 cm
- Mémoire: 75 secondes d'enregistrement