



Interrupteurs simples

1. Interrupteurs Tash

DOUX



Coussinet doux en rouge ou vert

Un interrupteur idéal pour des personnes n'ayant pas une motricité fine. L'interrupteur est emballé dans une mousse couverte d'une housse en velours amovible et lavable. Existe en deux couleurs: vert ou rouge.

L'interrupteur donne un 'feed-back' sensitif et auditive. N° de commande: OBSSC1151R

COUSSIN



Interrupteur en forme de coussin

Activation par pression sur la surface de l'interrupteur. Est spécialement destiné à être activé par une pression de la tête ou de la joue grâce à sa structure en matériaux doux.

Une épingle de sûreté et une bande velcro se trouvent à la base de l'interrupteur pour une fixation simple sur un coussin ou sur un siège de chaise roulante.

L'interrupteur donne un 'feed back' auditif et sensitif.

MICROLIGHT



Interrupteur ultra-sensible

S'active par un attouchement très léger.

Installation facile par son pas de vis à l'extrémité inférieure.

L'attouchement de l'interrupteur est sensitif et auditif.

N° de commande: OBSSC1160

LEAF



Commande agréable par une légère inclinaison

Activation par une légère pression dans une direction sur la surface plate.

Livré avec une surface ronde en caoutchouc amovible.

L'interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

INTERRUPTEUR PLAT



Interrupteur à membrane extra fine

Cette touche de commande est conçu pour une légère pression sur le cercle coloré central. La surface est protégée pour éviter des dégâts qui pourraient être occasionnés par de l'humidité.

Cet interrupteur n'a pas de 'feed-back' (ni auditif, ni sensitif).

Existe en 5 couleurs : rouge, vert, jaune, bleu et orange.

N° de commande : OBSSC1150

Interrupteurs

TIP




S'active par une légère pression de la tête
Pour réagir, l'interrupteur Tip ne demande qu'à être basculé. Un interrupteur sensible est activé par un mouvement basculant de 5 degré à partir de la position horizontale.

Cet interrupteur est spécialement conçu pour être attaché à un bandeau que l'on porte autour de la tête et n'exige qu'un très petit intervalle dans les mouvements.

N'a pas de 'feed-back (ni auditif, ni sensitif)

SQUARE PAD



Grand interrupteur, pour des personnes ayant besoin d'une cible bien définie

La grande surface de touche est avantageuse pour des personnes qui ont du mal à diriger leurs mouvements vers un petit interrupteur. L'activation se fait par une pression à n'importe quel endroit de la surface.

Cet interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

N° de commande : OBSSC1155

ROUND PAD




Interrupteur ayant une grande surface douce
Cet interrupteur s'active par une pression à n'importe quel endroit de la surface. Cette pression peut être faite aussi bien par le doigt, que par la main, la joue ou le pied.

Cet interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

N° de commande : OBSSC1156

PLATE-FORME



Interrupteur robuste

L'interrupteur Plate-forme consiste en une surface de base, surmontée par un bouton poussoir rond.

Cet interrupteur donne un 'feed-back-auditif et sensitif.

INTERRUPTEUR A PIED



Interrupteur en forme d'une pédale

L'activation se réalise par une pression au bout de la surface à charnières. Cet interrupteur est principalement conçu pour une commande au pied ou en tant qu'interrupteur au sol, ceci parcequ'il est possible de laisser reposer son poids sur l'interrupteur entre les différentes activations.

Cet interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

N° de commande : OBSSC1159



Interrupteurs

FLEX



Un interrupteur à saisir
Un pincement ou un coup peuvent activer cet interrupteur. N'a pas de 'feed-back' (ni auditif, ni sensitif).

N° de commande : 0BSSC1181

INTERRUPTEUR A PINCER



Un simple interrupteur à pression
Cet interrupteur est activé par l'enfoncement de son bouton poussoir.

En dessous il y a une couche anti-slip pour fixer l'interrupteur.

Cet interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

CAP



Interrupteur très robuste

Un plastic très solide donne à cet interrupteur une qualité supérieure d'une grande durabilité.

L'activation se réalise par une pression à n'importe quel endroit de la surface.

Cette interrupteur donne un 'feed-back auditif et sensitif.

HEAVY DUTY CAP



Interrupteur à couleur vive

L'interrupteur Cup à la même surface que le Cap, mais il a une plus longue durabilité parce qu'il est intégré dans un boîtier en plastic, qui le protège.

Il est livré avec des collants colorés et du velcro pour un montage facile.

Cet interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

CUP



Mini version du Cup

Un interrupteur de petit format pour des personnes qui peuvent très bien diriger leurs mouvements. S'active par une pression sur la surface de contact. Cet pression peut se faire avec le doigt, le menton, etc. Livré avec des collants colorés. Cet interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

N° de commande: 0BSSC1154

MINI CUP



Mini version du Cup

Un interrupteur de petit format pour des personnes qui peuvent très bien diriger leurs mouvements. S'active par une pression sur la surface de contact. Cet pression peut se faire avec le doigt, le menton, etc. Livré avec des collants colorés.

Cet interrupteur donne un 'feed-back' auditif et sensitif.

N° de commande: 0BSSC1154

BUDDY BUTTONS



Des interrupteurs très populaires fabriqués en matière synthétique.

Ces interrupteurs sont solides, colorés et fiables. Ils sont activés par une pression sur leur surface. Ils supportent des pressions très fortes et rudes mais peuvent cependant être commandés par une pression très légère.

Le 'Big Buddy Button' est conçu pour des personnes qui veulent une cible colorée et large. Les interrupteurs donnent un feed-back sensitif et auditif et sont livrables en différentes couleurs et dessins.

N° de commande: OBSSC1152

INTERRUPTEUR A RESSORT



Interrupteur pour développer la fonction de prise

Cet interrupteur sensible est idéal pour apprendre à l'utilisateur à saisir des objets. Lorsque la partie mobile est actionnée légèrement dans une des deux directions, elle active un jouet ou un appareil adapté.

N° de commande: OBSSC1125

2. Interrupteur Gewa INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE



Interrupteur extra sensible pour activer des applications externes

Cet interrupteur est conçu pour des personnes gravement blessées ou ayant une maladie terminale ou en cas de traumatisme post opératoire. En soufflant légèrement les applications externes désirées sont activées.

L'interrupteur est fixé à un bras flexible par une attache universelle permettant une installation rapide et facile. Plusieurs modes de commande sont préprogrammés: activer/ désactiver, temporairement (0-2 min.) ou immédiatement.

N° de commande : OBSSC1101



Interrupteurs

2. Interrupteurs Ablenet

BIG RED



L'interrupteur Big Red est un grand bouton qui est fixé sur un socle solide. La surface de contact est de 13 cm, ce qui rend cet interrupteur très visible et facile à activer.

L'interrupteur Big Red supporte de très grandes forces de pression et peut malgré tout être également commandé très légèrement.

Le bouton est livrable en 7 couleurs différentes.

N° de commande : OBSSC1132

JELLY BEAN



Est la petite version de l'interrupteur Big Red, il a une surface de contact de 6,5 cm de diamètre.

N° de commande : OBSSC1130

SPECS



L'interrupteur Specs est la plus petite version de cette série, il a un diamètre de 3,5 cm.

Cet interrupteur combine les petite dimensions avec une possibilité de 3 sets de montage.

N° de commande : OBSSC 1131