



Vier modes, eindeloze mogelijkheden...



Powerlink

Het maakt deel uit van de menselijke natuur onze omgeving te willen beïnvloeden. Ook personen die niet een hele taak onafhankelijk kunnen uitvoeren, kunnen een belangrijke en waardevolle bijdrage leveren via de Powerlink Control Unit.

De Powerlink kan gebruikt worden met een grote variëteit aan elektrische toestellen, zodat elke gebruiker kan deelnemen aan een veelheid van activiteiten en routines. Zo kunnen personen die gewoonlijk een maximale assistentie nodig hebben, nu een deel van de taak onafhankelijk uitvoeren.

Vier modes van controle:

1. Directe mode: zet de toepassing 'aan' enkel wanneer de schakelaar ingedrukt wordt, bv. het gebruik van een elektrische mixer.
2. Instelbare seconden mode: laat een toestel met één enkele activatie werken gedurende een ingestelde tijd tussen 0 en 60 seconden. Ideaal voor kortere acties zoals het scherpen van potloden.
3. Instelbare minuten mode: laat een toestel met één enkele activatie werken gedurende een ingestelde tijd van 1 tot 60 minuten. Geschikt voor langere activiteiten zoals het spelen van een elektrische piano.
4. Vastgezette mode: één activatie van de schakelaar zet de toepassing 'aan', de tweede activatie zet hem 'uit'. Nuttig wanneer je wil dat een toestel, zoals een lamp, gedurende een hele periode blijft werken.