



*Quatre modes, infiniment de possibilités...*



# Powerlink

Vouloir influencer son environnement fait partie de la nature humaine. Aussi les personnes qui ne sont pas à même d'effectuer des tâches d'une façon autonome peuvent y contribuer valablement via le Powerlink Control Unit.

Le Powerlink peut être utilisé avec une grande variété d'appareils électriques, de façon à ce que chaque utilisateur puisse participer à bon nombre d'activités et de routines. De cette façon les personnes qui ont généralement besoin d'un maximum d'assistance sont à même de réaliser, à présent, une tâche de façon autonome.

#### **Quatre modes de contrôle:**

1. Mode direct : Action de mise en route. Fonctionne uniquement en appuyant sur le contacteur, p.ex. l'emploi d'un mixer.
2. Réglage mode seconde : Permet qu'un appareil fonctionne durant une période entre 0 et 60 secondes et ceci au moyen d'une seule commande. Idéal pour des actions courtes, telles que tailler un crayon.
3. Réglage mode minute : Permet qu'un appareil fonctionne durant un période entre 1 et 60 minutes au moyen d'une seule commande. Approprié à de longues activités, telles que jouer au piano électrique.
4. Mode fixe : une commande de l'interrupteur met l'appareil en fonction, la deuxième commande le met à l'arrêt. Utile pour un appareil qui doit fonctionner durant une période plus prolongée, tel qu'une lampe électrique.